# TRO TECHNIK

The art of handling air



## Cabines de Segurança Biológias CSB TLF 4.0

A cabine de segurança biológica (CSB) modelo TLF 4.0 está alinhada com as novas necessidades do mercado.

Inovações implementadas como o display touch screen colorido, registro digital de certificações, operação intuitiva e conectividade, tornam o TLF 4.0 a CSB mais moderna do mercado.

A possibilidade de acesso aos dados telemétricos de operação de forma online, através de qualquer computador da rede via WebServer incorporado, permite o monitoramento simples pelos usuários e administradores.

Sua conectividade robusta (Internet das Coisas – IoT), permite a interligação do equipamento com o banco de dados da TROX em nuvem, proporcionando acesso a seus dados atuais e históricos de qualquer local, através de computadores ou smartphones ligados a internet (opcional). Este acesso permite a administradores, usuários, certificadores e responsáveis pela sua manutenção, tomarem ações mesmo distante dos equipamentos.

As funcionalidades básicas destes Equipamentos são a de criar uma área de trabalho estéril e de contenção para a manipulação segura de materiais biológicos ou estéreis, impedindo a sua contaminação por agentes externos, e protegendo também o operador e o meio ambiente de contaminação pelo produto manipulado.





## Classificação







## **Funcionalidades**

Equipamento automatizado através de controlador lógico programável.

Display colorido touchscreen com software próprio para operação, ajustes e diagnóstico do funcionamento do equipamento.

Ajuste automático de *Inflow* e *Dowflown* com alarmes visuais e sonoros de falhas de funcionamento ou uso inadequado.

A operação e visualização do status de navegação é intuitiva, sendo que as telas alteram de cor e formato em tempo real.

O TLF 4.0 mantém o histórico de alarmes ocorridos, registrando sua data e horário, proporcionando fácil rastreabilidade para manutenção.

O TLF 4.0 possui também o sistema audit trail: que mantém o histórico das últimas modificações de variáveis pelos usuários.











## Características Gerais

#### **GRADE INCORPORADA**

Grade de proteção em plástico incorporada ao filtro.

#### **TOMADAS AUXILIARES**

Duas tomadas auxiliares dentro da área de trabalho com tampa tipo 2P+T.

#### **BANDEJA DE LÍQUIDOS**

Bandeja de líquidos com capacidade de até 20 l.

## Ç

#### LÂMPADA GERMICIDA

Lâmpada germicida UV localizada em posição adequada para a sua melhor eficiência.

#### **ÁREA DE TRABALHO**

Área de trabalho totalmente em aço inox AISI 304 escovado, evitando assim reflexos da iluminação.

#### **VÁLVULAS DE UTILIDADE**

2 Válvulas para utilidades: vácuo, ou gás, ou ar comprimido





#### **MESA AJUSTÁVEL**

Mesa de trabalho com altura ajustável em qualquer posição entre 746 e 946 mm.

#### **APOIO PARA PÉS**

Apoio de pés de inclinação ajustável.

#### **VIDRO TEMPERADO**

Visor de vidro temperado 6 mm sem moldura para possibilitar uma melhor visualização.

#### **RODÍZIOS ESPECIAIS**

Rodízios plásticos de projeto higiênico com banda de rolagem em borracha, giratórios e com freio tipo pedal.





#### Sustentabilidade

A TROX do Brasil considera na economia de energia, uma de suas mais altas prioridades no desenvolvimento de componentes e sistemas para controle de temperatura e ventilação em ambientes. Toda a linha de produtos TROX caracteriza-se pela incomparável Eficiência Energética.



A TROX Gmbh é associada ao programa de certificação de filtros da Eurovent, que tem como objetivo a garantia de alta qualidade e performance dos produtos.

## TRO ACADEMY

O Canal TROX ACADEMY oferece aos seus colaboradores, parceiros e clientes uma extensa gama de Seminários On line apresentados por especialistas em cada área.

Com o propósito de incentivar continuamente o desenvolvimento de habilidades profissionais melhorando o nível de conhecimento do mercado.

Acesse o nosso canal e confira os treinamentos disponíveis ou entre em contato conosco para agendar um Treinamento In Company.

Acesse:







#### **TROX Service** Suporte ao Cliente

Nós estaremos lá para você. Do serviço técnico até a perfeita operação dos nossos componentes e sistemas.

Serviços orientados ao cliente são parte integral das soluções de ventilação e climatização de sucesso da TROX. Nossos serviços melhoram significativamente a relação custo benefício e qualquer característica técnica durante o ciclo de vida dos nossos produtos.

Nosso suporte assessora os clientes na engenharia, bem como na instalação e operação dos sistemas de ventilação e condicionamento de ar. Alguns exemplos de serviços especiais prestados por nossas equipes em sistemas de filtragem:

- Montagem de tetos filtrantes
- Instalação de cabines de biossegurança
- Ensaios de salas limpas
- Treinamento e supervisão de substituição de filtros



TROX do Brasil **Atendimento aos Clientes** +55 (11) 3037-3900 \(\infty\) +55 (11) 97395-1627 Rua Alvarenga, 2025 - Butantã 05509-005 - São Paulo - SP - Brasil trox@troxbrasil.com.br www.troxbrasil.com.br





